



MEDICLEAN 340 Tube

MS-CHE-MC340-600G

Chemia profesjonalna

Preparat do udrażniania rur i odpływów kanalizacyjnych

Preparat aktywnie czyszczący w formie granulatu. Samoczynnie i wyjątkowo sprawnie rozpuszcza zanieczyszczenia stałe (organiczne), m.in. tłuszcze, resztki jedzenia, włosy, osady, udrażnia wszelkie zatory w rurach i odpływach kanalizacyjnych, rozwiązuje problemy nieprzyjemnego zapachu. Zawiera sodę kaustyczną oraz aktywator aluminiowy. Nie uszkadza uszczelek połączeń kanalizacyjnych.

Działa w zimnej wodzie. Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

Przekręcić nakrętkę (dozownik) ściskając jednocześnie w oznaczonych na bokach miejscach. Pełną nakrętkę powoli wsypać do otworu kanalizacyjnego i zalać około 200 ml zimnej wody.

Pozostawić na minimum 30 minut i spłukać dużą ilością wody.

UWAGA: Nie przekraczać zalecanej ilości preparatu. Nie stosować do akrylu.

W celu profilaktycznego zapobiegania powstawianiu nieprzyjemnego zapachu stosować połowę normalnej ilości preparatu raz w tygodniu.